

BIONECT®

Control Spray

Sodná sůl kyseliny hyaluronové

Metalické stříbro

Vitamin E

Indikace

Ošetření neinfekčních kožních poranění (např. odřenin, oděrek, popraskané kůže, řiznutí, malých chirurgických ran, místních popálenin 1. a 2. stupně), diabetické nohy, atletické nohy a proleženin.

Popis produktu

BIONECT CONTROL SPRAY je suspenzí sprej k lokálnímu použití obsahující kyselinu hyaluronovou (HA), metalické stříbro a vitamin E. Kyselina hyaluronová a stříbro jsou vázány na matici (kaolín a škrob) s absorpčními vlastnostmi. Absorpce exsudátu vytváří prostředí, které napomáhá přirozenému regeneračnímu procesu tkáně, vytváří společně s kyselinou hyaluronovou a stříbrem ochrannou bariéru proti průniku bakterií. Funkce vitaminu E vytvářející film, která napomáhá re-epitelizačnímu procesu, vede k obnově optimálních podmínek pro zvlhčování kůže.

Dávkování a způsob použití

1. Omyjte rány před aplikací spreje.
2. Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu několika sekund.
3. Při aplikaci držte nádobu ve svislé poloze a nástřiky ze vzdálenosti asi 15 cm pokryjte celou ránu dostatečným množstvím prášku.
4. Po aplikaci se doporučuje zakrýt ošetřenou plochu sterilním obvazem.
5. Aplikujte jeden až dvakrát denně podle klinického stavu.
6. Přípravek se dá snadno odstranit omytím rány fyziologickým roztokem.

Upozornění

Určeno pro vnější použití: nepolykejte a neinhaliujte.

Vyhnete se kontaktu s očima. Pokud se přípravek dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou.

Vyhnete se vystavení ošetřované oblasti slunečnímu záření.

Vyhnete se přímému kontaktu aplikátoru spreje s ránou.

V případě nežádoucích reakce přerušete používání produktu a poradte se s lékařem. Konzultujte s lékařem prodloužení doby používání.

Po použití přípravku uzavřete.

Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno nebo po uplynutí doby použitelnosti.

Složení

Hlavní složka: sodná sůl kyseliny hyaluronové 0,25 %

Další složky: metalické stříbro, kaolín, kukuřičný škrob, vitamin E, olej z rýžových otrub, terpineol, disiloxan a hnací plyn.

Kontraindikace

Známa přecitlivělost na některou ze složek. Nejsou známy žádné symptomy předávkování. Nejsou známy žádné interakce s léky nebo zdravotnickými prostředky. Těhotné ženy by měly použití produktu konzultovat s lékařem.

Uchovávání

Skladujte při teplotě mezi +5 °C a +30 °C
Číslo šarže a doba použitelnosti jsou uvedeny na dně nádoby.

Doba použitelnosti platí pro nepoškozený a správně skladovaný produkt.

Hnací plyny nijak neovlivňují ovzduší.

Po použití přípravku zlikvidujte podle platných místních předpisů.

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.



Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

Nirial Pharma srl
Via Rovani, 7
20123 Milano (Itálie)
www.nirialpharma.com



Distributor:

Fidia Farmaceutici S.p.A.,
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Itálie

Místní distributor v České republice a na Slovensku

Fidia CZ:

Fidia Pharma CZ s.r.o
K Betáni 1092/19,
148 00, Praha 4, Česká Republika
www.fidiapharma.cz

Fidia SK:

Fidia Pharma Slovakia s.r.o.
Krajinská 87, 821 06 Bratislava
Slovenská Republika
www.bionect.sk

Datum poslední revize návodu k použití:
Zář 2021



Viz návod k použití



Spotřebujte do data



Číslo šarže



Katalogové číslo



Teplotní omezení



Chraňte před slunečním zářením



Udržujte v suchu



Po použití prosím přípravek důkladně zlikvidujte



Výrobce



Nebezpečí - extrémně hořlavý aerosol

BIONECT®

Control Spray

Sodná soľ kyseliny hyalurónovej

Metalické striebro

Vitamín E

Indikácie

Ošetrovanie neinfikovaných kožných poranení (napr. odrenín, oderov, popraskanej kože, rezných rán, malých rán po chirurgickom zákroku, lokálnych popálenín 1. a 2. stupňa), diabetickej nohy, atletickej nohy a preležanín.

Opis produktu

BIONECT CONTROL SPRAY je suspenzný sprej na lokálne použitie obsahujúci kyselinu hyalurónovú (HA), metalické striebro a vitamín E. Kyselina hyalurónová a striebro sú naviazané na maticu (kaolín a škrob) s absorpčnými vlastnosťami. Absorpcia exsudátu vytvára prostredie, ktoré podporuje prirodzený regeneračný proces hojenia a spoločne s kyselinou hyalurónovou a striebrom tvorí ochrannú bariéru pred mikrobiálnou kontamináciou. Funkcia vitamínu E vytvárajúca film, ktorá napomáha re-epitelizačnému procesu, vedie k obnoveniu optimálnych podmienok pre zvlhčovanie kože.

Dávkovanie a spôsob podania

1. Ranu je nutné pred aplikáciou spreja vyčistiť.
2. Pred použitím nádobu niekoľko sekúnd dôkladne pretrepte.
3. Pri aplikácii držte nádobu vo zvislej polohe a nástrekmi zo vzdialenosti asi 15 cm pokryte celú ranu dostatočným množstvom prášku.
4. Po aplikácii sa odporúča zakryť ošetrovanú plochu sterilným obvazom.
5. Aplikujte 1-2 krát denne podľa klinického stavu.
6. Prípravok sa dá ľahko odstrániť omytím rany fyziologickým roztokom.

Upozornenie

Určené na vonkajšie použitie: nepreháťajte a neinhaliujte.

Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Po zasiahnutí očí ich niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.

Nevystavujte ošetrovanú plochu slnečnému žiareniu.

Vyhýbajte sa priamemu kontaktu rozprašovača s ranou.

V prípade nežiadúcej reakcie prerušte používanie produktu a poraďte sa s lekárom.

Konzultujte s lekárom predĺženie doby používania.

Po použití prípravok uzavrite.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo po uplynutí doby použiteľnosti.

Zloženie

Hlavná zložka: sodná soľ kyseliny hyalurónovej 0,25 %

Ďalšie zložky: metalické striebro, kaolín, kukuričný škrob, vitamín E, olej z ryžových otrúb, terpineol, disiloxan a hnací plyn.

Kontraindikácie

Známa precitlivosť na niektorú zo zložiek. Nie sú známe žiadne symptómy predávkovania. Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami. Tehotné ženy by mali použitie produktu konzultovať s lekárom.

Uchovávanie

Skladujte pri teplote medzi +5 °C a +30 °C
Číslo šarže a doba použiteľnosti sú uvedené na dne nádoby.
Doba použiteľnosti platí pre nepoškodený a správne skladovaný produkt.
Hnacie plyny nijak neovplyvňujú ovzdušie.

Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: pri zahriati sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a zdrojov zapalenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapalenia. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 ° F.



Uchovávajte mimo dosahu detí.

Výrobca

Nirial Pharma srl
Via Rovani, 7
20123 Miláno (Taliansko)
www.nirialpharma.com



Miestny distribútor v Českej republike a na Slovensku

Fidia CZ:

Fidia Pharma CZ s.r.o
K Betáni 1092/19,
148 00, Praha 4, Česká Republika
www.fidiapharma.cz

Fidia SK:

Fidia Pharma Slovakia s.r.o.
Krajinská 87, 821 06 Bratislava
Slovenská Republika
www.bionect.sk

Dátum poslednej revízie návodu na použitie:
September 2021



Pozri návod na použitie



Dátum najneskoršej spotreby



Číslo šarže



Katalógové číslo



Teplotné obmedzenie



Chráňte pred slnečným žiarením



Udržiavajte v suchu



Po použití prosím pripravok dôkladne zlikvidujte



Výrobca



Nebezpečenstvo – mimoriadne horľavý aerosól